

PRIVAT UND VERTRAULICH MGA/200/D MASSTABELLE

Kunde: _____

Datum: _____

Wichtig: Es ist wichtig, dass die von Ihnen aufgezeichneten Messungen so genau wie möglich sind. Dieser Aufgabe muss ein hohes Maß an Sorgfalt und Aufmerksamkeit gewidmet werden. Nehmen Sie sich viel Zeit und wiederholen Sie das Messverfahren, bis Sie sicher sind, dass Sie konsistente und genaue Werte aufzeichnen.

Diese Gurte sind genietet und nicht verstellbar. Während kleine Fehler nicht schwer zu korrigieren sind, verursachen größere Fehler unweigerlich höhere Kosten. Zum Abmessen eignet sich am besten ein gewöhnliches Stoff- oder Plastikmaßband, wie es in der Schneiderei verwendet wird. Sie sollten eher eine enge als eine lockere Passform anstreben, denn die Erfahrung zeigt, dass eine enge Passform viel bequemer und sicherer ist als eine lockere.

Die Trägerin oder der Träger sollte aufrecht stehen, die Füße etwa 60 cm auseinander halten und die Hände auf den Hinterkopf legen, während alle Maße genommen werden. **Dieser Gürtel ist so konzipiert, dass er um die Taille passt und nicht wie einige modische Jeans, Hosen und Röcke auf den Hüften getragen werden kann. Der Hauptbezugspunkt für alle Messungen ist der untere Rand des Bunds,** daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass er so gemessen wird, dass er der Taille entspricht.

Für Personen mit einer fülligeren oder taillenlosen Figur ist der Gürtel nur dann sicher, wenn das Taillebenband kleiner ist als der Hüftumfang. Um dies festzustellen, sollte die Messung M und der daraus resultierende Grad des Unbehagens verwendet werden. **Alle Messungen müssen in der Nähe der Haut vorgenommen werden.**

Geben Sie Zentimeter oder Zoll an.

Beschreibung		Zentimeter / Zoll
A	Taille normal	A =
B	Taille kontrolliert (tief einatmen und einziehen, um sie so klein wie möglich zu machen)	B =
C	Penislänge bei voller Erektion	C =
D	Penislänge im entspannten Zustand	D =
E	Penisumfang bei voller Erektion (Mitte)	E =
F	Penisumfang im entspannten Zustand (Mitte)	F =
G	Markierung 2 zur Peniswurzel (Oberseite)	G =
I	Markierung 2 vorne zwischen den Beinen bis zum Anus	I =
J	Markierung 2 vorne zwischen den Beinen und dem Gesäß bis zur hinteren Taille	J =
L	Taille hinten zwischen Gesäß und Anus	L =
M	Messung der Taille mit einem 2,5 cm breiten Gürtel.	M =
N	Hüftumfang	N =
P	Körpergröße	P =

Wichtige Hinweise zu den Maßen bitte vor Beginn der Messung lese.

1. Legen Sie einen 2,5 cm (1 Zoll) breiten Gürtel um die Taille und achten Sie darauf, dass er waagrecht liegt und nicht nach vorne abfällt. Machen Sie eine Markierung (Markierung 1) auf der vorderen Mitte der zu messenden Person in Höhe der Unterseite des Gürtels. (Je nach Anatomie kann dies über, unter oder auf dem Bauchnabel sein).
2. Stellen Sie den Gürtel auf den kleinsten Umfang ein, bei dem Sie das Gefühl haben, dass Sie ihn tragen können, und markieren Sie die Position auf dem Gürtel. Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, sich mit einem angenehmen, bequemen Sitz zufrieden zu geben, sondern streben Sie eher einen engen als einen lockeren Sitz an.
3. Messen Sie von dem in Schritt 1 markierten Punkt aus nach unten zur Peniswurzel hin eine Strecke, die 1/8 des in Schritt 2 ermittelten Maßes entspricht, und markieren Sie diesen Punkt auf dem Körper mit einem Filzstift o. Ä. (Markierung 2).
4. Suchen Sie die hintere Mitte der Taille und markieren Sie sie (Markierung 3) ebenfalls auf Höhe der Unterseite des Gürtels.

